

ACCESSONE

規 格 書

名 称：ピーナッツ種皮エキス (PSE90)

原 料：ピーナッツ種皮

検査項目	規 格	試験方法
性状	赤、褐色粉末	官能試験
ポリフェノール含量	90%以上	Folin C 法
溶解性 (5%EtOH)	ほとんど澄明	官能試験
水溶性 (1%、25°C)	水に易溶	官能試験
水分	7.0%以下	常圧加熱乾燥法
灰分	1.0%以下	直接灰化法
ヒ素	1 PPM 以下	DDTC-Ag 吸光光度法
重金属	10PPM 以下	硫化ナトリウム比色法
一般生菌数	1000CFU/g 以下	SPC 法
大腸菌群	陰性	BGLB 法

株式会社アクセスワン

〒273-0011

千葉県船橋市湊町 2-1-19-303

TEL: 047-434-4777